

Dua elite

- MITMEOTSTARBELINE LAHUS NAATRIUMHÜALURONAADIGA
- Desinfitseerib, puhastab, eemaldab valkained, niisutab, loputab
- Maksimaalne niisutus
- Pikaajaline mugavus
- Pehmelele, sh silikoonhüdrokeelist valmistatud kontaktläätsedele

Mitmeotstarbeline poloksameeri ja naatriumhüaluronaati sisaldav lahus, mis teeb läätsed puhtaks ja mugavaks. Pidev kasutamine aitab eemaldada läätsel ladestunud valkainete jäägid.

KASUTUSJUHEND

1. Enne kontaktläätse käsitlemist peske käed.
2. Eemaldage üks kontaktlääts ja loputage seda paar sekundit.
3. Tilgutage kolm või neli tilka mitmeotstarbelist lahust läätsel ja puhastage seda, hõõrudes lääts õrnalt umbes 20 sekundit.
4. Valage läätskarpi nii palju mitmeotstarbelist lahust, et lääts oleks karbis täielikult vedelikuga kaetud, ning pange seejärel äsjapuhastatud lääts karpi.
5. Eemaldage teine kontaktlääts ja tehke sellega sama.
6. Jätke kontaktläätsed terveks ööks või vähemalt kuueks tunniks kinnisesse karpi, et need oleksid piisavalt desinfitseeritud.
7. Enne läätsede kasutamist loputage neid uuesti paar sekundit lahusega.

IGANÄDALANE PUHASTAMINE ENSÜÜMIDEGA

Mitmeotstarbeline lahus eemaldab automaatselt läätsedele ladestunud valkained, nii et neid pole vaja iga nädal ensüümidega puhastada. Kuid kui läätsed on väga määrdunud, tuleb neid puhastada ensüümitablettidega.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Kasutage alati värsket mitmeotstarbelist lahust. Visake eelmisest päevast läätskarpi jäänud lahus ära.
- Kui te pudelit ei kasuta, siis hoidke seda tihedalt suletuna, ning vältige pipeti kokkupuudet mistahes pindadega.

- Enne toote esmakordset kasutamist veenduge, et pakendi turvasulgur ei ole vigastatud. Pärast toote avamist tuleb see 90 päeva jooksul ära kasutada.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage toodet, kui olete selle koostisosade suhtes allergiline.
- Püsiva ebamugavuse või ärrituse korral eemaldage läätsed, lõpetage toote kasutamine ja konsulteerige kontaktläätsede spetsialistiga.
- Läätsi saab kinnises läätsekarbis säilitada kuni 30 päeva.

KOOSTIS

Naatriumkloriid, boorhape, naatriumtetraboraat, naatriumtsitraat, poloksameer 407, hüaluroonhape, dinaatriumedetaat 0,02% ja polüheksametüleenbiguaaniid 0,0001% puhastatud vees.