

KASUTUSJUHEND

SEE INFOLEHT SISALDAB OLULIST INFORMATSIOONI TOOTE KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA TARBIJATELE JA SILMAARSTIDELE. PALUN LUGEGE SEE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE ALLES, ET SAAKSITE SEDA HILJEM UUESTI VAADATA. SOBIVAD KONTAKTLÄÄTSED PEAB ALATI MÄÄRAMA SILMAARST. KONTAKTLÄÄTSEDE KORREKTSEKS KASUTAMISEKS ON OLULINE JÄRGIDA SILMAARSTI JUHISEID JA KÕIKI TOOTEINSTRUKTSIOONE.

TOOTE MARKEERING (nimi)

Toorilised läätсед

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) ühepäevased pehmed kontaktläätsed.

TOOTE KIRJELDUS

Läätsematerjal sisaldab ligikaudu 33% vett ja 67% deflefilcon A'd, silikooni, mis sisaldab hüdrogeeli, millele on lisatud fosfatidüülkoliini. Läätsematerjalile lisatakse värvilisandit vaskfialotsüanini, et luua sinakas-roheline servast servani toonitud lääts, mida on käsitsemise ajal kergem näha. Bensotriasooli UV- ja UV-Vis-absorbeerivaid monomeere kasutatakse UV-kiirguse blokeerimiseks ja suure energiaga nähtava valguse (HEVL) lainepikkuste vähendamiseks vahemikus 380–450 nm. Läbilaskvuse omadused on 280–315 nm UVB vahemikus vähem kui 1% ja 315–380 nm UVA vahemikus alla 10% kogu tugevuse ulatuses. Kõige õhemad läätsed blokeerivad 33% kiirgusest sinise valguse lainepikkuse vahemikus 380–450 nm. Läätsede põhimaterjal sisaldab 33% vett, vesi liigub läbi veegradienti hüdrogeeli pinnakihi, kus veesisaldus ületab 80%. Paigaldamisprotsessi hõlbustamiseks on DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) toorilistel kontaktläätsedel läätses esipinnal joon, mis võimaldab läätses orientatsiooni hinnata.

TEHNILISED OMADUSED

Läätse omadused

- Murdumisindeks (niisutatult): 1.42
- Valgusläbilaskvus: keskmiselt 90% ± 5%, lainepikkusel 380 kuni 780 nm
- HEVL läbilaskvus: ≤ 80%T 420 nm juures
- UV läbilaskvus: tUVB < 1,0 % (keskmine läbilaskvusprotsent lainepikkusel 280 kuni 315 nm)
tUVA < 10,0 % (keskmine läbilaskvusprotsent lainepikkusel 315 kuni 380 nm)
- Hapniku läbilaskvus (Dk): 140 barreri ühikut¹, mõõdetuna temperatuuril 35 °C (sisemine Dk-kuloniimeetriline meetod)
- Veesisaldus: 33% kaalu järgi füsioloogilises lahuses
- Pinna veesisaldus: ≥ 80%

Saadaolevate läätsede parameetrid

Toorilised kontaktläätsed:

- Diameeter: 14,5 mm
- Keskosa paksus: 0,11 mm @ -3,00 D (varieerub sõltuvalt tugevusest)
- Baaskumerus: 8,6 mm
- Tugevus ja Telg:

Sfääri tugevus	Silindri tugevus	Telg
+4,00 kuni +0,25 D (0,25 D samm)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2,25 D	10° 20° 160° 170° 180°
Plano kuni -6,00 D (0,25 D samm)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D	10° to 180° (10° samm)
	-2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50 kuni -8,00 D (0,50 D samm)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2,25 D	10°, 20°, 160°, 170°, 180°

SIHTOTSTARVE / KASUTAMINE

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) toorilised pehmed kontaktläätsed toimivad murdmiskeskonnana, et suunata valguskiired võrkkestale, et parandada nägemist.

SIHTRÜHMAD

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) tooriliste pehmete kontaktläätsede kasutajate populatsioon hõlmab 7-aastaseid ja vanemaid mittehaigete silmadega inimesi, kes vajavad nägemise korrigeerimist ametroopia (lühinägelikkus või hüperopia koos astigmatismiga) tõttu, mida saab seadmega korralikult paigaldada ning nad on suutelised mõistma ja järgima kandmise, hooldus- ja ohutusjuhiseid (või neil on hooldaja, kes saab nende nimel tegutseda).

KLIINILISED EELISED

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) toorilised pehmed kontaktläätsed parandavad nägemisteravust inimestel, kellel on lühinägelikkus või hüperopia koos astigmatismiga.

NÄIDUSTUSED (KASUTUSALAD)

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (deflefilcon A) toorilised pehmed kontaktläätsed on näidustatud ametropia (lühinägelikkus või hüperopia koos astigmatismiga) optiliseks korrigeerimiseks mittehaigete silmadega inimestel.

KANDMISE JA VAHETAMISE AJAKAVA

Läätsed on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, igapäevaseks ühekordseks kandmiseks (alla 24 tunni ärkveloleku ajal). Need ei ole mõeldud puhastamiseks ega desinfitseerimiseks ning need tuleb pärast ühekordset kasutamist ära visata.

VASTUNÄIDUSTUSED (põhjused mittekasutamiseks)

Kontaktläätsesid ei tohi kanda teatud tervise- või keskkonnamõjude puhul. Seisundid, mille korral kontaktläätsede kasutamine võib olla ohtlik või takistatud, on järgmised:

- Allergia, põletik, infektsioon või ärritus silmades, silmalaugetel või silma ümbruses
 - Pisaravedeliku vähesus (kuivsilmsus)
 - Sarvkesta hüpoesteesia (sarvkesta tundlikkuse vähenemine)
 - Sarvkesta haavandid
 - Mis tahes ravimite kasutamine, mis takistavad või on vastunäidustuseks kontaktläätsede kandmisele, sh silmaravimid
 - Mis tahes süsteemne haigus, mis võib ägeneda kontaktläätsede kandmisel või takistada nende kandmist
 - Silma punetus või ärritus
- Nende ja muude seisundite korral pidage nõu oma silmaarstiga.

HOIATUSED

- Igapäevaseks kandmiseks mõeldud kontaktläätsed pole õiseks kasutamiseks ette nähtud. Deflefilcon A läätsi ei tohiks magamise ajal kanda.
- Tõsised silmaprobleemid, sh sarvkesta haavandid (haavandiline keratiit), võivad kiiresti edasi areneda ning viia nägemise kaotuseni.
- Kontaktläätsede kandmine suurendab silmainfektsioonide tekkeriski. Läätsede une ajaks silma jätmine ja/või suletamine suurendab veelgi kontaktläätsede kandjatel esinevat haavandilise keratiidi riski 1,2.
- Läätsede kandjat tuleb teavitada, et kui tal tekib silmas ebamugavustunde, võõrkehahüanne, liigne pisaravool, nägemise muutus või silma punetus, tuleb kohe läätsed silmast ära võtta ning pöörduda viivitamatult oma silmaarsti poole.
- Probleemid kontaktläätsedega ja läätsehoolustustoodetega võivad põhjustada tõsist silmakahjustust. Oluline on järgida silmaarstilt saadud juhiseid ja kõiki pakendi märgistusel olevaid juhiseid läätsede ja läätsehoolustustoodete õigeks kasutamiseks.
- UV-kiirgust neelavad kontaktläätsed EI asenda kaitsvaid UV-kiirgust neelavaid prille, nagu UV-kiirgust neelavad kaitseprillid või päikesepriid, kuna need ei kata täielikult silma ega ümbritsevat piirkonda. Kontaktläätsed kandja peaks jätkama UV-kiirgust neelavate prillide kasutamist vastavalt juhistele.

ETTEVAATUSABINÕUD

Erhoiatused silmaarstile

- Sobiva disaini ja omadustega läätses valimisel peab silmaarst arvestama kõigi läätses omadustega, mis võivad mõjutada läätses töomoodusi ja silma tervist, sh hapniku läbilaskvus, läätses tsentraalne ja perifeerne paksus ja optilise tsooni läbimõõt.
- Sobitamiseks ja diagnostilisel eesmärgil kasutatavad katseläätsed tuleb pärast ühekordset kasutamist hävitada ning neid ei tohi korduvkasutada järgmisel isikul.
- Läätsi määrav silmaarst peab esmase määramise ajal hoolikalt hindama silma tervist ja läätses töomoodusi silmas ning edaspidi jätkama regulaarset jälgimist.
- Kollast pigmendi fluoresteini ei tohi kasutada, kui läätsed on silmas. Pigment imendub läätses sisse ning selle värvus muutub.
- Läätsede kasutajad, kes kasutavad kontaktläätsesid presbüopia korrigeerimiseks, ei pruugi saavutada parimat nägemisteravust kaugele või lähedale nägemisel. Nõuded nägemisele on isikuti erinevad, ning sellega peab arvestama igale patsiendile sobivaimate läätsedega tüübi väljaseletamisel.
- Diabeetikutel võib sarvkesta tundlikkus olla vähenenud ning seetõttu on neil suurem oht sarvkesta kahjustuste tekkeks, mis ei parane sama kiiresti või täielikult nagu inimestel, kellel suhkurtõbe ei ole.

- Raseduse ajal või suukaudsete rasestumisvastaste pillide kasutamisel võib esineda muutusi nägemises või läätsede talutavuses. Patsiente tuleb vajadusel sellest teavitada.
- Silmaarst peab läätsekandjaid juhendama, et silma punetuse või ärrituse tekkimisel tuleb läätsed kohe silmast ära võtta.
- Enne silmaarsti kabinetist lahkumist peab läätsede kasutaja oskama kontaktläätsesid kohe silmast ära võtta või peab tal olema abiline, kes saab seda teha tema eest.
- Vajalikud on rutinsed silmakontrollid, mille abil saab jätkuvalt kinnitada patsiendi silmade tervist. Alcon soovib tagada läätsede kasutajatel külastada silmaarsti vähemalt üks kord aastas või sagedamini, vastavalt silmaarsti soovitusetele.

Ettevaatusabinõud läätsede kandmisel ja käsitsemisel

- Kontrollige iga päev, kas silmad näevad terved välja, puudub ebamugavustunne ja nägemine on selge.
- Mitte kasutada, kui blisterpakend on rikutud või ei ole täiesti suletud. See võib põhjustada toote saastumist, mis võib viia tõsise silmainfektsioonini.
- Kui blistri fooliumkate on kogemata avatud enne kasutamist, tuleb see pakend ära visata. See võib põhjustada toote saastumist, mis võib viia tõsise silmainfektsioonini.
- Teie silmade tervise ja ohutuse säilitamiseks peaks läätses kandmise ajakava määrama silmaarst.
- Läätsesid ei puhastata ega desinfitseerita, vaid need tuleb pärast ühekordset kasutamist ära visata. Korduv kasutamine suurendab infektsiooni või läätsede kulumiskahjustuste riski.
- Ärge andke läätsesid kellegi teisele, sest sedasi võite levitada mikroorganisme, mis põhjustavad tõsiseid silma terviseprobleeme.
- Mürgiste või ärritavate auruudega kokkupuutumisel eemaldage läätsed silmast ja visake minema.
- Visake ära kontaktlääts, mis on ära kuivanud või rikutud. Asendage see uue värske läätsesga.
- Kontaktläätsede kandjatel on soovitatav külastada oma silmaarsti vähemalt üks kord aastas või vastavalt juhistele.
- Teavitage oma tööandjat, et te kannate kontaktläätsesid, eeskätt juhul kui peate töötamisel kasutama silmakaitsevahendeid.
- Kirjutage üles õige läätses tugevus kummagi silma jaoks. Enne läätses silma panemist kontrollige, kas pakendi fooliumil on kirjas sellele silmale sobiv tugevus.
- Ärge muutke ise läätsesitüüpi või omodusi ilma eelnevalt silmaarstiga nõu pidamata.
- Kui läätsede kandmine mõneks ajaks katkestatakse, pidage enne kandmise taastamist nõu oma silmaarstiga.
- Olge ettevaatlik seebi, losjoonide, kreemide, kosmeetikatoodete või deodorantide kasutamisel: nende sattumine läätsedele võib põhjustada ärritust.
- Pange läätsed silma enne meigi tegemist ning eemaldage enne meigi mahavõtmist.
- Kandke alati kaasas tagavaraläätsesid või tagavaraprille.
- Ärge kasutage läätsesid pärast kõlblikkusaja möödumist.

KÕRVALTOIMED (Võimalikud probleemid)

Kontaktläätsede kandmisel võivad tekkida probleemid ja need võivad esmalt ilmneda ühe või mitme järgmise nähu ja sümptomina:

- Silmade punetus
- Põletustunne ja kipitustunne
- Ebamugavustunne silmades
- Kuiva silma tunne
- Ärritus
- Valu
- Põletik
- Peavalu
- Pearinglus
- Fotofoobia (valgustundlikkus)
- Nägemishäired (nt vikerkaared või halod tulede ümber)
- Ähmane nägemine
- Diploopia (kahekordne nägemine)

Eelnevad nähud ja sümptomid võivad olla seotud mitme seisundiga, sealhulgas:

- Sarvkesta ödeem (turse)
- Sarvkesta infiltraadid (põletikulised rakud sarvkestas)
- Sarvkesta vaskularisatsioon (veresooned sarvkestas)
- Sarvkesta abrasioon
- Konjunktiviit
- Mikroobne infektsioon
- Haavandiline keratiit (sarvkesta haavand)
- Allergiline reaktsioon / ülitundlikkus
- Toksilisuse reaktsioon
- Subkonjunktivaalne hemorraagia
- Nägemise halvenemine (ajutine või püsiv)

Kui neid nähte, sümptomeid ja seisundeid ignoreeritakse, võivad need põhjustada tõsisemaid tüsistusi.

MIDA TEHA PROBLEEMIDE KORRAL

Kui tekitab mõni eespool mainitud nähtudest või sümptomitest, võtke kohe lääts(ed) silmast ära.

- Vaadake peeglis ja kontrollige silmi ebatavaliste nähtude suhtes.
 - Kui ebamugavustunne kaob või probleem laheneb, pange silma uue värske lääts.
 - Kui ebamugavustunne ei kao või probleem ei lahene või kordub pärast uue läätses (uute läätsede) silma panemist, võtke lääts(ed) silmast ära ja pöörduge kohe oma silmaarsti poole.

Teil võib olla tõsine seisund, nagu infektsioon, sarvkesta haavand (haavandiline keratiit) või iirit. Need seisundid võivad kiiresti halveneda ja viia püsiva nägemise kaotuseni. Vähemtõsiseid reaktsioone, nagu marrastused, epiteeli värvumine ja bakteriaalne konjunktiviit, tuleb ravida varakult, et ära hoida komplikatsioone.

- Ajuti tekkiva kuivuse leevendamiseks pilgutage mitu korda silmi või kasutage kontaktläätsesid niisutavaid silmatilku, mis on ette nähtud kasutamiseks koos pehmete kontaktläätsedega. Kuivuse püsimisel pidage nõu oma silmaarstiga.
- Kui lääts jääb kinni (ei liigu enam), tilgutage silma mõned tilgad kontaktläätsi niisutavat lahust ja oodake, kuni lääts hakkab silmas vabalt liikuma. Probleemi püsimisel pidage nõu oma silmaarstiga.
- Kui lääts nihkub silma keskel ära, võib selle õiges kohta tagasivõtmiseks proovida järgmist:
 - Sulgege silmalau ja masseerige lääts ettevaatlikult oma kohale tagasi või
 - Vaadake läätses suunas ja pilgutage ettevaatlikult silma või
 - Püüdke paigast nihkunud läätses tagasi sarvkestale nihutada, vajutades sõrmega kergelt ülemise või alumise silmalau servale.
- Kui lääts puruneb silmas, eemaldage ettevaatlikult tükid, haarates need ettevaatlikult sõrmede vahele samamoodi nagu terve läätses eemaldamisel. Kui läätses tükke ei saa hästi kätte, ärge pigistage silma kudesid. Loputage silma füsioloogilise soolalahusega. Kui sellest ei piisa, pöörduge abi saamiseks silmaarsti poole.

Üldised esmaabi juhised:

Mis tahes kemikaali (majapidamistooted, aianduslahused, laboratoorsed kemikaalid jne) silma pritsimisel:

- Loputage silmi kohe värske füsioloogilise soolalahuse või kraaniveega.
- Võtke lääts silmast välja ja visake minema ning pöörduge kohe silmaarsti poole või minge viivitamatult haigla erakorralise meditsiini osakonda.

TÕSISTEST JUHTUMISTEST TEVITAMINE

Mis tahes tõsistest juhtumitest selle meditsiiniseadme kasutamisel tuleb teavitada Alcon'i ja liikmesriigi meditsiiniseadmetega tegelevat pädevat asutust.

EL – Pöörduge oma asukohariigi kohaliku esinduse või Alcon'i maaletooja poole

E-mail: qa.complaints@alcon.com

Veebileht: https://www.alcon.com/contact-us

Tõsistest kõrvaltoimetest tuleb teavitada ka oma liikmesriigi meditsiiniseadmetega tegelevat pädevat asutust.

KASUTUSJUHEND

Kuigi mõnedes riikides on lubatud kontaktläätsede soetamine ilma retseptita, peaksid kontaktläätsed ohutuse tagamiseks alati olema sobitatud ja hinnatud silmaarsti poolt.

Patsient peab iga päev võtma uue paari läätsesid ja viskama need ära iga päev pärast kandmist.

JUHISED LÄÄTSE KÄSITSEMISEKS

- Iga kord enne kontaktläätsede käsitsemist peske ja loputage hoolikalt käed ning kuivatage puhta tolmuvaba rätikuga.
- Raputage blisterpakendit enne avamist kergelt.
- Eemaldage lääts blisterpakendist, kallutades selle ettevaatlikult oma peopesasse.

- Veenduge, et läätsse õige külg on ülevalpool ja teil on kummagi silma jaoks õige lääts.
- Kontrollige läätsede välimust enne silma panemist.
- Pange lääts silma üksnes siis, kui see on puhas ja rikkumata.

JUHISED LÄÄTSE SILMA PANEKUKS

- Enne kontaktläätsede käsitsemist peske ja loputage käed hoolikalt ning kuivatage puhta tolmuvaba rätikuga.
- Seadke lääts oma parema või vasaku kää puhta nimetissõrme otsale. Asetage sama käe keskmine sõrm alumiste ripsmete piirile ning tõmmake alumine silmalaug alla.
- Teise kää sõrmedega tõmmake üles ülemine silmalaug.
- Pange lääts otse silma (sarvkestale) ja pöörake sõrm ettevaatlikult lääts pealt maha.
- Vaadake allapoole ja vabastage aeglaselt alumine laug.
- Vaadake otse ette ja vabastage aeglaselt ülemine laug.
- Pilgutage kergelt silma.

JUHISED LÄÄTSE SILMAST EEMALDAMISEKS

- Peske ja loputage hoolikalt käed ning kuivatage puhta tolmuvaba rätikuga.
- Sulgege ja avage silmi mitu korda.
- Vaadake üles. Libistage lääts sõrmeotsaga allapoole, silma valge osa peale.
- Eemaldage lääts, haarates selle ettevaatlikult põidla ja nimetissõrme vahele. Ärge pigistage silma kudesid.
- Kui lääts eemaldamine on raskendatud, kuivatage oma sõrmed veel kord ja proovide uuesti. Ärge kasutage selleks otstarbeks niisutavaid tilkasid.
- Läätsede eemaldamiseks läätssekonteinerist või silmast ei tohi kunagi kasutada pintsette, iminappasid, teravaid esemeid ega sõrmküüsi.

Kui teil esineb probleeme lääts eemaldamisel (lääts on paigast nihkunud või rikutud), vt **MIDA TEHA PROBLEEMIDE KORRAL**.

LÄÄTSEHOOLDUSLAHUSED

DAILIES TOTAL¹™ for Astigmatism (delefilcon A) ühekordsed kontaktläätsed pole ette nähtud kasutamiseks läätsede hooldussüsteemiga. Läätsed on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Neid ei tule puhastada ega desinfitseerida ning need tuleks pärast ühekordset kasutamist hävitada. Hoidke alati asendusläätsed või varupriilid saadaval.

SOBITAMISE JUHISED SILMAARSTILE

Pehmete delefilcon A kontaktläätsede edukaks sobitamiseks vajalikud silmatervise ja refraktiivsuse näitajad on sarnased teiste pehmete kontaktläätsede sobitamiseks vajalike näitajatega. Selleks, et tagada, et isik on sobiv kandidaat pehmete kontaktläätsede kandmiseks, tuleb läbi viia põhjalik kohandamiseline uuring. Täiendavat teavet on võimalik saada põhjalikust kohandamisjuhendist aadressil www.ifu.alcon.com.

HÄVITAMINE JA ÜMBERTÖÖTLEMINE

Visake kontaktläätsed ja blisterpakendi kaas prügikasti, mitte kraanikaussi ega tualetti. Pappkarp ja blisterpakendi polüpropüleenist (PP) plastkest tuleb asetada prügikasti või taaskasutada vastavalt kohalikele jäätmehoolduse juhistele.

PAKEND (Kuidas on toode pakendatud)

Iga lääts on pakendatud fooliumiga suletud blisterpakendisse, mis sisaldab fosfaatpuhverdatud soolalahust koos ligikaudu 0,3% polümeersete niisutussainetega, mis koosnevad polüamidoamiini ja polü(akrüülamiid-akrüülhappe) kopolümeeridest, ja on auruga steriliseeritud. Pakendil on märgitud baaskumerus, läbimõõt, tugevus dioprites, silindri tugevus ja telg, tootmispartii number, valmistamise kuupäev ja kõlblikkusaeg. Kontaktläätsed tarnitakse steriilselt karbis, mis sisaldab kuni 90 individuaalselt pakendatud kontaktlääts.

PAKENDIMÄRGISTUSEL KASUTATAVAD LÜHENDID JA SÜMBOLID

LÜHEND/SÜMBOL	TÄHENDUS
BC	Baaskumerus
DIA	Diameeter
PWR	Tugevus
D	Diopter (lääts tugevus)
L	Vasak
R	Parem
UV	Ultraviolet
UVA	Ultraviolet A
UVB	Ultraviolet B
UV-Vis	Ultraviolet- ja nähtav valgus
HEVL	Suure energiaga nähtav valgus (sinine valgus)
CYL AXIS	Silindri tugevus ja telg
	Pakendi jäätmekäitluse litsentsi märk
	Mitte kasutada korduvalt
	Partii nr
	Kasutada kuni
EXP	Kõlblikkusaeg
	Ühekordne steriilne barjäärisüsteem
	Steriliseeritud auruga
	Euroopa vastavusmärgis
	Inglise keel (kahetähelise keelekoodi näidis)
	Hoiatus
	Lugege <i>kasutusjuhendit</i> või elektroonilist <i>kasutusjuhendit</i>
	Mitte kasutada, kui blisterpakend on rikutud, lugege <i>kasutusjuhendit</i>
	Tootja
	Tootmiskuupäev

LÜHEND/SÜMBOL	TÄHENDUS
	Meditsiiniiseade
	Unikaalne toote kood
	Importija
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
	ÄRGE VISAKE LÄÄTSESID TUALETTPOTTI EGA VALAMUSSE
	Tähelepanut (Ameerika Ühendriikide) föderaalseadusega kehtestatud piirangu alusel on seadme müük lubatud vaid litsentseeritud silmaspetsialisti poolt või tellimusel

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA



 Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amans, Belgia

 CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Saksamaa

Kontaktläätsede **kasutusjuhised** on saadaval ka Alconi kodulehel: www.ifu.alcon.com.

Alcon

Avaldamiskuupäev: 2024-05

900483127-0524

© 2024 Alcon Inc.

¹ 1 barrer'i ühik: 1 x 10⁻¹¹ (cm²/sekundis) (ml O₂/ml x mm Hg)

¹Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. The CLAO Journal. Jan 1996; 22 (1): 30-37.
²Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. N Eng J Med. 1989; 321(12):773-83.



900483127-0524