



Désignation : Notice SOLO CARE AQUA

Code Article : 6157/05-1

Format : 303,5 x 194,5 mm à plat

Plan :

Date : 27-02-2021 12:39

Épreuve 3 page 1

Proc. : BLACK

DECOUPE

Date/Validation Client :



Ce document a valeur d'épreuve de lecture des textes et de positionnement des couleurs.



SOLO
CARE
AQUA®

CS DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, PROSÍM PŘEČTĚTE SI JEJ PEČLIVĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. NESPRÁVNÁ PÉČE O KONTAKTNÍ ČOČKY MŮŽE ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ OČNÍ PROBLÉMY.

SOLOCARE AQUA® je jednodušíový víceúčelový/dezinfekční roztok, který čistí, oplachuje, dezinfikuje, uchovává, odstraňuje proteiny a lubrikuje všechny měkké kontaktní čočky. Izotonický, vodní, antimikrobiální a antibakteriální roztok obsahující: polyhexanide 0.0001% (aktivní a konzervační látka), HydroLock® (dexpanthenol a sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Vyrobeno asepticky. Pouzdru na kontaktní čočky MicroBlock® obsahuje stopu stříbra.

*aktivní proti očním-patologickým bakteriím uvedeným v ISO 14729

ŇÁVOD K POUŽITÍ

1. před manipulací s Vašími kontaktními čočkami si vždy umyjte ruce a osušte je čistým ručníkem
2. otevřete pouzdro s kontaktními čočkami
3. vyjměte kontaktní čočku z oka a vložte ji do dlaně
4. na povrch každé plochy kontaktní čočky kapněte min. 3 kapky SOLOCARE AQUA®(obr.1)
5. jemně otřete čočku kruhovým pohybem po dobu minimálně 10 vteřin
6. opláchněte čočku důkladně roztokem SOLOCARE AQUA® a přitom jemně promněte čočku mezi palcem a ukazováčkem po dobu minimálně 10 vteřin.(obr.2)
7. vložte čočku do příslušné části pouzdra na čočky a naplňte až po rysku čerstvým roztokem SOLOCARE AQUA®
8. nasadte víčko a opět zaskrubujte
9. postup opakujte s druhou čočkou
10. PONECHEJTE ČOČKY V ROZTOKU PO DOBU MINIMÁLNĚ 5 MINUT
11. vaše čočky jsou nyní čisté a vydezinfikované, lze je přímo aplikovat do očí
12. použít roztok z pouzdra vylijte, pouzdro vypláchněte roztokem SOLOCARE AQUA® a uzavřete ho do dalšího použití
13. pokud bytly čočky v roztoku SOLOCARE AQUA® po dobu delší než 30 dnů, je potřeba roztok z pouzdra na čočky vylijt, zopakovat ruční čištění a před jejich použitím je ponechat alespoň 5 minut dezinfikovat v přípravku SOLOCARE AQUA®

KONTRAINDIKACE (kdy nepoužívat)

- Rostok SOLOCARE AQUA® nepoužívejte, pokud je bezpečnostní kroužek poškozený.
- NKDY nepoužívejte roztok SOLOCARE AQUA® do jiné lahvičky.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po datu expirace.
- Vyrodek nepoužívejte, pokud je bezpečnostní kroužek poškozený.
- Po každém použití lahvičku uzavřete.
- PO OTEVŘENÍ LAHVČKY SPOTREBUJTE ROZTOK DO 3 MĚSÍCŮ.
- Nčím se nedotýkejte hrotu kapátka lahvičky, mohlo by dojít ke kontaminaci roztoku.
- Pouzdro na čočky vyměňte vždy s novou lahvi roztoku SOLOCARE AQUA®.
- Uchovávejte při teplotě nižší než 25°C.
- Před změnou roztoku se poraďte se svým očním specialistou.
- Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výroci a příslušnému orgánu (ženského státu, v kterém se užíváte a/nebo pacient nachází)

VAROVÁNÍ

- Používejte vždy čerstvý roztok SOLOCARE AQUA® – nikdy nepoužívejte roztok ve vašem pouzdře na kontaktní čočky vícekrát.
- NKDY neřete nebo nemíchejte SOLOCARE AQUA® s jinými roztoky, protože pak snížíte jeho účinnost.
- NKDY nepřekvívejte roztok SOLOCARE AQUA® do jiné lahvičky.
- NKDY nepřipustíte aby se kontaktní čočky dostaly do styku s nesterilní vodou (včetně vody z vodovodu). Voda může být mikrobiologicky znečištěná, a to může být příčinou trvalého poškození očí.
- VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠNÉ KOMPONENTY SYSTÉMU SOLOCARE AQUA® VČETNE POUZDRA NA KONTAKTNÍ ČOČKY.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před použitím jinykh lahviček spolu s kontaktními čočkami se poraďte s očním lékařem či specialistou v oboru kontaktních čoček

NEZÁDOČNÉ ÚČINY

Pokud pectřívají nepříjemné pocity nebo dochází ke dráždění, vyjměte čočky, přestaňte roztok používat a poraďte se svým očním lékařem nebo se specialistou na kontaktní čočky.

MicroBlock® pouzdro na kontaktní čočky

MicroBlock® antibakteriální pouzdro může po čas změnit barvu, tato změna barvy neodvívňuje antibakteriální účinek pouzdra. SOLOCARE AQUA® je dostupný v baleníh 90 ml a 360 ml antibakteriálního pouzdra.

EN IMPORTANT PRODUCT USE AND SAFETY INFORMATION, PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. INCORRECT CONTACT LENS CARE CAN CAUSE SERIOUS PROBLEMS WITH THE EYES.

SOLOCARE AQUA® is a one bottle multi-purpose/disinfecting solution that cleans, rinses, disinfects, stores, removes protein and lubricates all soft contact lenses. Isotonic, aqueous anti-microbial/anti-bacterial solution containing: polyhexanide 0.0001% (active ingredient and preservative), HydroLock® (dexpanthenol and sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Processed by aseptic techniques. The MicroBlock® antibacterial lens case contains silver.

*active against eye-pathogen germs listed in ISO 14729

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wash your hands and dry them with a clean towel
2. Open the lens case
3. Remove lens and place in the palm of your hand
4. Apply at least 3 drops of SOLOCARE AQUA® to each lens surface (see picture 1)
5. Gently rub the lens using a circular motion for at least 10 seconds
6. Rinse the lens thoroughly with SOLOCARE AQUA® while rubbing the lens gently between the thumb and forefinger for at least 10 seconds (see picture 2)
7. Place the lens in the lens case and fill one side to the line with fresh SOLOCARE AQUA®
8. Replace cap and screw closed
9. Repeat procedure with your other lens
10. ALLOW YOUR LENSES TO SOAK FOR AT LEAST 5 MINUTES



11. Your contact lenses may now be inserted directly into your eyes
12. Discard solution from lens case, rinse it with fresh SOLOCARE AQUA® and dose until next use
13. If the lenses have been stored in SOLOCARE AQUA® for more than 30 days before wearing, you must discard the solution from the case and repeat the manual cleaning process and disinfect the lenses in SOLOCARE AQUA® for at least 5 minutes before wearing them

KONTRAINDICATIONS (reasons not to use)

- Do not use if you are sensitive to any of the ingredients or if you are allergic to silver or other metals
- Never use SOLOCARE AQUA® for heat disinfection

PRECAUTIONS

- Do not use after expiry date
- Not to initially use the product, if the safety ring is damaged.
- Close bottle after use
- NEVER transfer SOLOCARE AQUA® to another container
- NEVER dilute or mix SOLOCARE AQUA® with any solution as this will destroy its performance
- NEVER ALLOW CONTACT LENSES TO COME INTO CONTACT WITH NON-STERILE LIQUIDS (INCLUDING TAP WATER AND SALIVA)
- AS MICROBIAL CONTAMINATION CAN OCCUR, WHICH MAY LEAD TO PERMANENT EYE DAMAGE
- ALWAYS USE THE SOLOCARE AQUA® SYSTEM COMPONENTS INCLUDING THE LENS CASE
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- Consult your eye care professional before changing solutions
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

WARNINGS

- Always use fresh SOLOCARE AQUA® solution – never re-use solution in your lens case for a second time as efficacy is no longer provided
- NEVER transfer SOLOCARE AQUA® to another container
- NEVER dilute or mix SOLOCARE AQUA® with any solution as this will destroy its performance
- NEVER ALLOW CONTACT LENSES TO COME INTO CONTACT WITH NON-STERILE LIQUIDS (INCLUDING TAP WATER AND SALIVA)
- AS MICROBIAL CONTAMINATION CAN OCCUR, WHICH MAY LEAD TO PERMANENT EYE DAMAGE
- ALWAYS USE THE SOLOCARE AQUA® SYSTEM COMPONENTS INCLUDING THE LENS CASE
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- Consult your doctor or eye care professional before using any medication with contact lenses

ADVERSE REACTIONS

If you experience persistent discomfort or irritation remove your lenses, stop using the product and consult your eye care professional.

MicroBlock® LENS CASE

The MicroBlock® antibacterial lens case may slightly discolour over time; this discolouration does not affect the anti-microbial properties of the lens case.

SOLOCARE AQUA® is available in 90 ml and 360 ml bottles, including a disposable lens case.

ET TÄHTIS TOOTE KASUTAMISE JA OHUTUSALANE TEAVE. PALUME TÄHELPANELIKULT LUGEDA JA EDASPIDEKSE KASUTAMISEKS ALLES HOUDA. KONTAKTLÄÄTSEDE VALE HOOLDUS VÕIB PÕHIJUSTA TÕSISED SILMAPROBLEME.

SOLOCARE AQUA® on üks mitmeotstarbeline/desinfitseeriv lahuse kiikidele pehmete kontaktläätsedele, mis puhastab, loputab, desinfitseerib, säilitab, eemaldab valguajagi ja niisutab. Isotooniline, antimikroobse/antibakteriaalse vesilahuse koostis: polyhexanide 0.0001% (aktiivne koostisosa ja säilitusaine), HydroLock® (dexpanthenol ja sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Toode düüdi aseptiliste meetoditega. Antibakteriaalne MicroBlock® läätseskonteiner sisaldab hõbedat.

*aktiivne toime ISO 14729 standardis nimetatud silma patogeensete bakterite vastu

KASUTUSJUHEND

1. Pese käed ja kuivata need puhta rätikuga.
2. Ava läätseskonteiner
3. Eemalda lääts ja asetä see oma peopesale
4. Tilguta vähemalt 3 tilka SOLOCARE AQUA® lahust läätsse mõlemale pinnale (vt joonist 1)
5. Hõõru läätsse õrnalt ringikujuliste liigutustega vähemalt 10 sekundit
6. Loputa läätsse hoolikalt SOLOCARE AQUA® lahusega, samal ajal läätsse õrnalt poidla ja nimitesõrme vahel hõõrudes vähemalt 10 sekundit (vt joonist 2)
7. Aseta lääts läätseskonteinerisse ja täida üks pool jooneni värske SOLOCARE AQUA® lahusega
8. Sulge kaas ja keera see kinni
9. Korda protseduuri teise läätsesga
10. ASETA LÄÄTSED LAHUSESSE VÄHEMALT 5 MINUTIKS
11. Sinu kontaktläätsed on nüüd silma asetamiseks valmis
12. Eemalda lahuse läätseskonteinerist, loputa seda värske SOLOCARE AQUA® lahusega ja sulge järgmise kasutuskorran
13. Kui läätsed on olnud enne kandmist SOLOCARE AQUA® lahuses enam kui 30 päeva, tuleb lahuse konteinerist eemaldada ja korralta käsitsi tehtavat puhastusprotseduurit ning läätsedele desinfitseerimiseks neid enne kandmist vähemalt 5 minutit SOLOCARE AQUA® lahuses hoida

VASTUNÄHDUSTUSED (mõeldud juhustel mitte kasutada)

- Ara kasuta toodet, kui oled tundlik mistahes koostisosa suhtes või kui oled allergiline hõbeda või teiste metallide vastu.
- Ara kunagi kasuta SOLOCARE AQUA® lahust põletikuvastaseks desinfitseerimiseks

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ara kasuta toodet pärast kõlblikkusaja lõppu
- Ärge võtke seadet kasutusse, kui selle turvaringas on kahjustatud.
- Sulge pudel pärast kasutamist
- VSKA 3 KUUD PÄRAST PUDELI AVAMIST LAHUSE ELÜJÄÄK ÄRA
- Ara kunagi lase pudeli püstiasendis seista, kuna ni viib lahuse saastuda
- Vaheta läätseskonteinerit iga uue SOLOCARE AQUA® lahuse pudeli kasutusele võtul
- Säilita toodet temperatuuril alla 25°C
- Enne teist liiki lahuse kasutuselevõttu konsulteerige oma silmaarstiga
- Igast seadmega seotud tõsisest juhtumist tuleb teavitada tootjat ning ka su-tajata ja/või patsienti asukohariigi pädevat asutust.

HOIATUSED

- Kasuta alati värsket SOLOCARE AQUA® lahust – ära kunagi kasuta lahuse oia läätseskonteineris teist korda, kuna selle efektiivsus ei ole enam tagatud.
- ÄRA KUNAGI pane SOLOCARE AQUA® lahust teise konteinerisse
- ÄRA KUNAGI lahjenda või sega SOLOCARE AQUA® lahust ühegi teise lahusega, kuna see hävitab SOLOCARE AQUA® lahuse toime.

VALDI KONTAKTLÄÄTSEDE KOKKUPUUDET MITTESTERILISE VEDELÜKIGA (SEALHULGAS KRAANIVEE JA SÜLJEGA), KUNA SEE VÕIB PÕHIJUSTA MIKROOBSET SAASTUMIST, MIS VÕIB TEHTADA JÄÄDAVAID SILMAKAHJUSTUSI

- KASUTA ALATI SOLOCARE AQUA® SÜSTEEMI KOMPONENTE, SEALHULGAS LÄÄTSEKONTAINERIT
- HOIÄ TOODET LASTELE KÄTTESAAMATUS KÕHAS

Konsulteerige oma arsti või silmaarstiga enne mistahes ravimi kasutamist kontaktläätsedega

KÕRVALTOIMED

Kui silmasdes esineb pidev ebamugavustunne või ärritus, eemalda läätsed, lõpetä toote kasutamist ja konsulteerige oma silmaarstiga.

MicroBlock® LÄÄTSEKONTAINER



Antibakteriaalne MicroBlock® läätseskonteiner võib aja jooksul veidi värvu muuta, kuid see ei mõjuta läätseskonteineri antimikroobseid omadusi. SOLOCARE AQUA® lahuse on saadaval 90 ml ja 360 ml pudelites, millega on kaasas ühekordseks kasutamiseks mõeldud läätseskonteiner.

fr INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE SECURITE. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT. UN ENTRETIEN INCORRECT DE VOS LENTILLES DE CONTACT PEUT CAUSER DE GRAVES PROBLEMES OCULAIRES.

SOLOCARE AQUA® est une solution multifonctions de décontamination qui nettoie, rince, décontamine, conserve, déprotéinise et lubrifie toutes les lentilles de contact souples. Solution aqueuse isotonique antimicrobienne/antibactérienne* contenant : polyhexanide 0.0001% (principe actif et conservateur), HydroLock® (dexpanthenol et sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Fabriqué selon un procédé aseptique. L'étui-lentilles antibactérien MicroBlock® contient des ions d'argent.

* actifs contre les germes, pathogènes pour les yeux, listés ISO 14729.

MODE D'EMPLOI

1. Lavez-vous les mains et séchez-les avec une serviette propre.
2. Ouvrez l'étui-lentilles
3. Enlevez la première lentille et placez-la dans la paume de votre main.
4. Déposez au moins 3 gouttes de SOLOCARE AQUA® sur chaque face de la lentille. (voir image 1)
5. Massez délicatement la lentille avec un mouvement circulaire pendant au moins 10 secondes.
6. Rincez soigneusement les lentilles avec SOLOCARE AQUA® tout en massant doucement la lentille entre le pouce et l'index pendant au moins 10 secondes. (voir image 2)
7. Placez la lentille dans l'alcôve correspondante de l'étui-lentilles et remplissez-la avec de la solution fraîche de SOLOCARE AQUA® jusqu'au trait-remplir.
8. Remettez le capuchon et fermez hermétiquement l'étui.
9. Répétez la procédure avec l'autre lentille.
10. Laissez tremper les lentilles dans la solution au moins 5 minutes.
11. Vos lentilles de contact sont prêtes à être placées directement sur vos yeux.
12. Jetez la solution contenue dans l'étui-lentilles, rincez la avec de la solution fraîche SOLOCARE AQUA® et fermez-le jusqu'à la prochaine utilisation.
13. Si les lentilles ont été conservées dans SOLOCARE AQUA® pendant plus de 30 jours, avant de les remettre, vous devez jeter la solution contenue dans l'étui, répéter le nettoyage manuel et décontaminer les lentilles dans SOLOCARE AQUA® pendant au moins 5 minutes avant de les remettre.

CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser)

- Ne pas utiliser si vous êtes sensible à l'un des composants ou allergique à l'argent ou à d'autres métaux.
- Ne jamais utiliser SOLOCARE AQUA® pour la décontamination thermique.

PRECAUTIONS

- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- S'assurer que la bague d'indivisibilité du flacon n'est pas endommagée.
- JETER LA SOLUTION RESTANTE 3 MOIS APRES OUVERTURE DU FLACON.
- Ne jamais mettre en contact l'embout du flacon avec quelque ce soit, ceci pourrait contaminer la solution.
- Remplacez l'étui-lentilles avec chaque nouveau flacon de SOLOCARE AQUA®.
- Conservez à une température inférieure à 25°C.
- Consultez votre spécialiste en lentilles avant de changer de solution d'entretien.
- Tout incident de grave survenue en lien avec l'utilisation devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur vit ou le patient est établi.

MISES EN GARDE

- Utilisez toujours une solution fraîche de SOLOCARE AQUA® - Ne jamais réutiliser la solution de votre étui-lentilles une seconde fois, elle ne serait pas efficace.
- NE JAMAIS transvaser SOLOCARE AQUA® dans un autre récipient.
- NE JAMAIS diluer ou mélanger SOLOCARE AQUA® avec une autre solution, ceci pourrait annuler son efficacité.
- NE JAMAIS METTRE VOS LENTILLES EN CONTACT AVEC DES LIQUIDES NON STERILES (Y COMPRIS L'EAU DU ROBINET OU LA SALIVE)
- AFIN D'EVITER UNE CONTAMINATION MICROBIENNE QUI POURRAIT OCCASIONNER DES DOMMAGES OCULAIRES PERMANENTS.
- UTILISEZ UNIQUEMENT LES COMPOSANTS DU SYSTEME SOLOCARE AQUA® Y COMPRIS L'ETUI-LENTILLES.
- TENIR LOIN DE PORTEE DES ENFANTS.

Consultez votre médecin ou spécialiste en lentilles de contact avant de prendre des médicaments pendant le port des lentilles.

EFFETS INDESIRABLES

En cas de sensation persistante d'inconfort ou d'irritation, retirez vos lentilles, interrompez l'utilisation du produit et consultez votre spécialiste.

ETUI-LENTILLES MicroBlock®

L'étui-lentilles antibactérien MicroBlock® peut se décolorer légèrement avec le temps; cette décoloration n'affecte pas les propriétés antimicrobiennes de l'étui-lentilles.

SOLOCARE AQUA® est disponible en flacon de 90ml et 360ml avec étui-lentilles indus.

HU A HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉKRELÉ ÉS ANNAK HASZNÁLATÁRÓL. KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS KÖVETSE AZ ÉLTÉRTAKATI A NEM MEGFELELŐ LENCSEÁPOLÁS SÜLYOS SZÉMSZÉZETI PROBLÉMÁKAT OKOZHAT.

A SOLOCARE AQUA® bármely típusú lágy kontaktlencséhez használható tisztító, fertőtlenítő, tároló, fehérítő és eltávolító és nedvesítő hatással rendelkező egyflakonos, többfunkciós / fertőtlenítő oldat. Az izotóniás, vizes, anti-mikrobas/anti-bakterialis oldat tartalmaz: polyhexanide 0.0001% (aktív hatóanyag és konzerválószer), HydroLock® (dexpanthenol és sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Aseptikus gyártástechnológiával készült. A MicroBlock® antibakteriális lencsetartó tok ezüstöt tartalmaz.

*az ISO 14729 alatt felsorolt kórokozók ellen hatásos.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Mossa meg és törölje kezét szárazra egy tiszta törölközővel.
2. Nyissa ki a lencsetartó tokot.
3. Vegye ki a lencsét és helyezze a tenyerébe.
4. Cseppentsen legalább 3 csepp SOLOCARE AQUA® ápolószert a lencse mindkét felszínére. (1. sz. ábra)
5. Legalább 10 másodpercig gyengédén dörzsölje a lencsét körkörös irányban.
6. Alaposan öblítse le a lencsét SOLOCARE AQUA® oldattal, miközben a mutató és hüvelykujja között továbbra is legalább 10 másodpercig dörzsöli a lencsét. (2. sz. ábra)
7. Helyezze a lencsét a tokba, és töltse az fel a jelölésszerű friss SOLOCARE AQUA® oldattal.
8. Zárja le a tokot.
9. A folyamatot ismételje meg a másik lencsével is.
10. LEGALÁBB 5 PERCIG ÁZTASSA A LENCSEKET AZ OLDATBAN.
11. Ezt követően a lencsék közvetlenül a szemre helyezhetők.
12. A tokból öntse ki az oldatot, öblítse ki friss SOLOCARE AQUA® oldattal, és a következő használatig zárja le a tokot.
13. Ha a lencsét több mint 30 napig tárolta ugyanabban a SOLOCARE AQUA® oldatban, akkor használat előtt az oldatot öntse ki, ismételje meg a dörzsöléssel tisztítási folyamatot, és legalább 5 percg fertőtlenítse a lencsét újra a SOLOCARE AQUA® oldatban.

ELENNYAVATOK (Mikor ne használja a lencsét)

- Ne használja az oldat bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység, vagy ezüst és egyéb fém-érzékenység esetén.
- Ne használja a SOLOCARE AQUA® oldatot hővel történő fertőtlenítéshez.

ÓVATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK

- Ne használja az oldatot a lejárati időn túl.
- Ha a biztonsági gyűrű sérült, ne kezdje el a berendezés használatát.



- Használat után a flakont zárja vissza.
- FELBONTÁS KÖVETŐEN AZ OLDAT 3 HÓNAPIG HASZNÁLHATÓ. A MEGMARADT OLDATOT ÖNTSE KI.
- A flakon cseppentőjét ne érintse semmilyen felszínnel a befertőzés veszélye miatt.
- Minden egyes flakon SOLOCARE AQUA® oldathoz használjon új tokot.
- Tárolás 25°C alatt.
- Ápolószerváltás előtt konzultáljon illetékesével.
- Az berendezéssel kapcsolatosan bekövetkezett súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és ama tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a páciens bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

FIGYELMEZTETÉS

- Mindig friss SOLOCARE AQUA® oldatot használjon, a már egyszer használt oldatot ne használja újra a fertőtlenítő-hatás csökkenése miatt.
- SOHA NE öntse át a SOLOCARE AQUA® oldatot másik flakonba.
- SOHA NE higítsa, vagy elegyítse a SOLOCARE AQUA® oldatot más oldattal, a hatásának megváltozása miatt.
- SOHA NE ÉRINTKEZZEN LENCSEJE NEM-STERIL FOLYADÉKKAL (BELEÉRTVE A CSAPVIZET ÉS A NYÁLATIS) A MIKROBAS FERTŐZÉS VESZÉLYE MIATT, MELY MARADANDÓ SZEMKÁROSODÁSHOZ VEZETHET.
- A SOLOCARE AQUA® ÁPOLÓSZERT MINDIG A SAJÁT TÖKJÁVAL HASZNÁLJA.
- GYERMEKEKTŐL TARTSA TÁVOL.
- Konzultáljon orvosával / illetékesével bármilyen gyógyszer és kontaktlencse egyidejű alkalmazása esetén.

MELÉRHATÁSOK

Ha az oldat használatát követően nem midő diszkomfort és irritáció lépne fel, távolítsa el a lencsét és forduljon szemorvosához / illetékeséhez.

MicroBlock® LENCSETARTÓ TOK

A MicroBlock® antibakteriális lencsetartó tok idővel enyhén dszineződhet, ez azonban nem befolyásolja az antibakteriális hatását. A SOLOCARE AQUA® 90 ml-es és 360 ml-es kiszerésben kapható, eldobható tokkal együtt.

NL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET PRODUCTGEBRUIK EN VEILIGHEID. DEZE INFORMATIE GOED LEZEN EN ZORGVULDIG BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. ONJUIST CONTACTLENSONDERHOUD KAN TOT ERNSTIGE OOGPROBLEMEN LEIDEN.

SOLOCARE AQUA® is een alles-in-één/ desinfectievoelfstof voor alle zachte contactlenzen, voor het reinigen, afspoelen, desinfecteren, bewaren, verwijderen van proteïnen en bevochtigen. Isotonische, waterige anti-microbiele/anti-bacteriële oplossing bevattende: polyhexanide 0.0001% (actief bestanddeel en bewaarmiddel), HydroLock® (dexpanthenol en sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, polyoxamer 407, disodium edetate.

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Bewerkt door middel van aseptische technieken. De MicroBlock® antibacteriële lenshouder bevat zilver.

* actief tegen pathogene opgielkenen, zoals vermeld in ISO 14729

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
2. Open de lenshouder
3. Neem de lens uit en leg ze in uw handpalm.
4. Breng ten minste 3 druppels SOLOCARE AQUA® aan op elke lenszijde (zie afbeelding 1)
5. Wrijf de lenzen zachtjes met een draaiende beweging gedurende minimum 10 seconden
6. Spoel de lens grondig af met SOLOCARE AQUA® terwijn u ze gedurende minimum 10 seconden zachtjes massceert tussen duim en wijsvinger (zie afbeelding 2)
7. Plaats de lens in het ene compartiment van de lenshouder en vul tot de vullijn met verse SOLOCARE AQUA®
8. Zet het deksel weer op de houder en schroef dicht
9. Herhaal de procedure met de andere lens
10. LAAT DE LENZEN TEN MINSTE 5 MINUTEN ONDERGEDOMPELD STAAN.
11. Uw contactlenzen kunnen nu direct in uw ogen worden ingezet
12. Gooi de oplossing uit de lenshouder weg, spoel deze af met verse SOLOCARE AQUA® en sluit de lenshouder tot het volgende gebruik
13. Indien de lenzen langer dan 30 dagen in SOLOCARE AQUA® werden bewaard, voordat ze worden gedragen, moet u de oplossing uit de lenshouder weggoien, het manuele reinigingsproces herhalen en de lenzen gedurende ten minste 5 minuten desinfecteren in SOLOCARE AQUA® vooraleer ze weer te dragen

KONTRA-INDIKATIES (redenen om niet te gebruiken)

